



Itens de Série

- | Equipamento para trabalhos com PCR e DNA/RNA, realização de ensaios em ambientes estéreis para não haver contaminação cruzada
- | Construída alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi
- | Assoalho em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza
- | Lateral e frontal totalmente em vidro temperado, para facilitar o trabalho e proteger o operador no momento de esterilização
- | Leve e de fácil manuseio
- | Apoiaadores para nivelamento
- | Suporte interno para pipetadores
- | Dois interruptores individuais (lâmpada fluorescente, lâmpada UV)
- | Lâmpada Ultravioleta
- | Lâmpada Fluorescente
- | 2 Tomadas internas
- | Adequada às normas internacionais de segurança

DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A) mm	805 X 460 X 710
DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (mm)	790 X 405 X 576

A Pachane pode fazer adaptações nos equipamentos de acordo com sua necessidade.

